

Productspecificatie

Inogen Rove 6

Inogen Rove 6 (8 cell)	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (on demand)	6 uur en 15 minuten
2 (on demand)	5 uur
3 (on demand)	3 uur en 15 minuten
4 (on demand)	2 uur en 15 minuten
5 (on demand)	1 uur en 45 minuten
6 (on demand)	1 uur en 15 minuten
Oplaadtijd accu	3 uur
Gewicht incl. accu	2,2 kg
Afmeting B x L x H	8,3 x 18,3 x 20,5 cm
Geluidsniveau	39 dB op stand 2 (MDS-Hi)

Inogen Rove 6 (16 cell)	
Flowinstelling	Gebruikstijd
1 (on demand)	12 uur en 45 minuten
2 (on demand)	10 uur en 15 minuten
3 (on demand)	6 uur en 30 minuten
4 (on demand)	5 uur en 15 minuten
5 (on demand)	3 uur en 30 minuten
6 (on demand)	2 uur en 30 minuten
Oplaadtijd accu	4 uur
Gewicht incl. accu	2,6 kg
Afmeting B x L x H	8,3 x 18,3 x 22,9 cm
Geluidsniveau	39 dB op stand 2 (MDS-Hi)

Let op!

De genoemde tijden zijn gemiddelden. Houd daarom in de praktijk altijd iets korter aan. De daadwerkelijke tijd is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal ademhalingen van de patiënt of de omgevingstemperatuur.