

PURE NEB®

AERODJINN® +



Sacoche de transport M1630 en option

Système de nébulisation haute performance AERODJINN®+ (AJ+)

Traitement des pathologies broncho-pulmonaires
(BPCO, DDB, asthme, bronchite, pneumopathie, mucoviscidose)

Cet appareil compact, associé au nébuliseur ExtraNEB+®, permet de nébuliser tous types de médicaments (compresseur pneumatique et production de l'aérosol en continu – MMAD : 3.8 µm, avec le nébuliseur ExtraNEB+® et le compresseur AERODJINN®+).

Performances, avec nébuliseur ExtraNEB+® :

2 ml = 4 min. - 5 ml = 11 min.,

MMAD : 3.8 µm,

Fraction inhalable : 22%.

Existe en version PURENEB AERODJINN (AJ) avec un temps de nébulisation légèrement supérieur.

Caractéristiques :

Poids : 1.9 kg

Dimensions : 22x12x17.5 cm


Garantie : 3 ans

Tension : 220-240 V - 50 Hz (AJ+) ; 230-240 V – 50 Hz (AJ1) ; 115-127 V - 60 Hz (AJ2) ; 220 V-60 Hz (AJ3)

LE TRAITEMENT
BRONCHO-PULMONAIRE



Associé au nébuliseur ExtraNEB+®, le compresseur AERODJINN® permet un dépôt uniforme dans tout le poumon.



Scintigraphie sur un patient sain

Accessoires sans latex :



EXTRA NEB+®, avec embout buccal



Masque pédiatrique (RP) fourni

Accessoires optionnels :



Nébuliseur nourrisson NL9MBB



Masque adulte, R

CE