



Welch Allyn
Connex® Spot-monitor

Welch Allyn Connex® Spot-monitor

Gegevens over vitale functies worden nauwkeurig en automatisch vanaf de behandelingslocatie naar uw EMR verzonden, waardoor de veiligheid van patiënten en de klinische besluitvorming worden verbeterd.

De nummer één monitor voor routinemetingen van vitale functies, intervalbewaking en aangepaste metingen. Met de EMR-integratie krijgen artsen bovendien direct toegang tot de benodigde informatie; overal en altijd.

Betere resultaten, dus tevreden patiënten

- > Minder transcriptiefouten omdat de gegevens over bijvoorbeeld vitale functies automatisch en rechtstreeks naar de EMR worden verzonden
- > Velden zijn aanpasbaar en kunnen op de behandelingslocatie volledig worden ingevuld, waardoor het niet meer nodig is om gegevens ook op andere computers te zetten
- > Bestand tegen een groot aantal reinigingsproducten, zodat de kans op kruisbesmetting kan worden beperkt
- > Toonaangevende meettechnieken waarmee gegevens van vrijwel alle groepen patiënten nauwkeurig kunnen worden opgehaald

APM-standaard met WhisperDrive™-technologie

- > Exclusieve stroombeheerfuncties die een goede werking garanderen, zelfs als tijdens de laatste dienst het apparaat niet is opgeladen
- > Dankzij de WhisperDrive-technologie gaat het verplaatsen stil en soepel, waardoor de patiënt nauwelijks hinder ondervindt
- > Dankzij de ledverlichting kan de arts in een donkere ruimte werken zonder daarbij de patiënt te storen
- > Het kleine werkblad is ergonomisch en biedt altijd een handige plek om aantekeningen te maken
- > Accessoires zijn netjes gerangschikt zodat kabels minder snel in de knoop raken en sensoren niet beschadigd raken
- > Opslagruimte voor reinigingsmiddelen, zodat het apparaat goed gereinigd kan worden

Mogelijkheid tot upgraden, zodat uw investering beter beschermd blijft

Ontwikkeld voor gebruik in een behandelruimte of OK, en uitgerust met een eenvoudig en configureerbaar touchscreen. Zorg dat u nog lang profijt hebt van uw aankoop door te kiezen voor onderstaande opties waarmee de veiligheid van patiënten wordt vergroot en de resultaten worden verbeterd:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| > Masimo® SpO ₂ | > Barcodescanner |
| > Nellcor® OxiMax™ SpO ₂ | > Compatibel met diverse draadloze netwerken en beveiligingsprotocollen |
| > Nonin® SpO ₂ | > Toegang tot externe software-upgrades en USB-accessoires |
| > Braun PRO 6000-thermometer | |






Tevredener en productiever personeel

- > Specifiek door artsen ontwikkeld om de efficiëntie en tevredenheid van personeel te vergroten
- > Gebruikersinterface via een intuïtief touchscreen, waardoor training en bediening eenvoudig worden
- > Onervaren gebruikers worden via instructies op het scherm door de klinische procedures geleid

Beveiligde patiëntgegevens

- > Met de optie de arts een handtekening te laten zetten op het scherm, blijft gevoelige informatie beter beschermd
- > Dankzij optionele functies, zoals het gebruik van afkortingen, blijft patiëntspecifieke informatie beter beschermd in het ziekenhuis
- > Patiëntgegevens worden na verzending naar de EMR automatisch gewist



Betere veiligheid van patiënten

- > Meetresultaten zijn patiëntspecifiek en worden ter plekke opgehaald, zodat artsen een eventuele achteruitgang bij de patiënt kunnen registreren en volgen
- > Mogelijkheid tot het uploaden van maximaal drie reeds door de instelling gebruikte protocollen, zoals MEWS of andere berekeningen
- > Weergave van aanbevelingen die op basis van eerdere resultaten door de instelling zijn gegeven, zodat artsen kunnen zien wat de volgende stap is en snel de juiste beslissingen kunnen nemen

Partners in CareSM-services voor Connex Spot-monitor

Welch Allyn biedt een compleet scala aan services waarmee de investeringen van uw organisatie beter kunnen worden beschermd en artsen kunnen beschikken over alles wat ze nodig hebben om bij de behandeling van patiënten de juiste beslissingen te nemen.

- > **Een unieke bedrijfsklare oplossing**—de monitors zijn bij levering reeds voorzien van de door u opgegeven configuraties
- > **Medische Techniek, service en training in reparaties**—personeel wordt opgeleid om de apparaten zelf op locatie te onderhouden en te repareren
- > **Ondersteuningsprogramma's**—efficiënte en goedkope ondersteuning bij reparaties, door informatie te geven over reserveonderdelen en accessoires
- > **Servicedashboard**—voor een proactieve bewaking van aangesloten apparaten, het maken van configuraties en de bediening op afstand



Beschikbare configuraties

CONNEX SPOT-MONITOR	7100	7400	7500
Parameters			
SureBP® NIBP	●	●	●
SureTemp® Plus-thermometer	●	● ↑	● ↑
Braun PRO 6000-oorthermometer	●	● ↑	● ↑
Masimo of Nellcor OxiMax® SpO ₂		●	●
Nonin SpO ₂	●		●
Communicatie			
WiFi		↑	●
USB, ethernet	●	●	●
Accessoires			
Klassieke standaard	●	●	●
APM-standaard	●	●	●
GCX-wandrail	●	●	●
Barcodescanner	●	●	●

● Inbegrepen ● Optioneel ↑ Via upgrade

ACCESSOIRES

7000-APM	Connex Spot-APM-rolstatief (Accessory Power Management)
7000-MS3	Klassiek verrijdbaar Connex Spot-rolstatief
7000-GCX	Connex Spot GCX VESA-wandrail
6000-NC	VSM 6000-hulpknopkabel
7000-916HS	HS1 2D-barcodescanner
106275	USB-kabel voor connectiviteitskit
6000-50	VSM 6000-USB-configuratiestick
7000-PS	Stroomadapter (vereist als u geen standaard of wandbevestiging bestelt)
BATT22	CSM-lithium-ionbatterij
BATT99	Lithium-ionbatterij voor APM-standaard
4500-35	Bloeddrukmanchet met FlexiPort (3 m)
7000-33	Bloeddrukmanchet pasgeborene (3 m)
LNCS-DCIP	Herbruikbare Masimo-vingersensor kind
D-YS	Nellcor Dura-Y®-sensor
D-YS PD	Nellcor PediCheck®-vingersensor kind (D-YS vereist)
2360-010	Herbruikbare Nonin-sensor kind (2 m)
S1-CSM-5	CSM, uitgebreid partnerprogramma, 5 jaar
S2-CSM-5	CSM, Biomed-partnerprogramma, 5 jaar
S4-CSM-5	CSM, garantie-uitbreiding, 5 jaar

Tevens serviceprogramma's van één en twee jaar beschikbaar.

Welch Allyn BENELUX
Dellaertweg 9d 2316 WZ
Leiden, The Netherlands
(Tel:) 31 71 5255000, (Fax:) 31 71 5255050

WWW.WELCHALLYN.COM

WelchAllyn®
Advancing Frontline Care™